



# Maße der **Varomed**® -Leisten

## Größenbestimmung:

Es handelt sich um die Nettomaße. Also Fuß an der längsten Stelle messen, ca. 0,5 - 0,7 cm zugeben und die nächst größere Länge in der Tabelle, Spalte a, heraussuchen.

- a: max. Länge der Brandsohle
- b: max. Breite Brandsohle/Vorfuß
- c: max. Breite Brandsohle/Ferse
- d: Zehenhöhe
- e: untere Ristweite (Ballenmaß)
- f: obere Ristweite (Spannmaß)



### Form 31, Damenschuhe: Maße in mm

	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>a</b>	236	242	249	255	262	268	274	280
<b>b</b>	78	79,5	81	82,5	84	85,5	87	88,5
<b>c</b>	51	52	53	54	55	56	57	58
<b>d</b>	226	233	240	247	254	261	268	275
<b>e</b>	324	335	346	357	368	379	381	383
<b>f</b>	260	260	260	280	280	300	300	300

### Form 58 (alle Artikelnummern beginnen mit 58): Maße in mm

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48
<b>a</b>	231	238	245	251	258	265	271	278	285	291	298	310
<b>b</b>	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	107
<b>c</b>	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	77
<b>d</b>	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5
<b>e</b>	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	300
<b>f</b>	255	259	263	267	271	275	279	283	287	291	295	303

### Form 60 (alle Artikelnummern beginnen mit 60): Maße in mm

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
<b>a</b>	239	246	253	259	266	273	279	286	293	299	306	313	319	333
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	119
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77	78,5	81,5
<b>d</b>	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34,5
<b>e</b>	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	321
<b>f</b>	262	266	270	274	278	282	286	290	294	298	302	306	310	318

<b>Form 60 Modelle in XXL: Maße in mm</b>														
<b>G</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>a</b>	239	246	253	259	266	273	279	286	293	299	306	313	319	333
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	119
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77	78,5	81,5
<b>d</b>	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35,5
<b>e</b>	270	275	279	284	288	293	297	302	307	311	315	319	323	331
<b>f</b>	280	285	289	294	298	303	307	312	317	321	325	329	333	341

**Form 63** (alle Artikelnummern beginnen mit 63): **Maße in mm**  
 Die Maße sind identisch mit denen der Form 60,  
 aber: **schmale Ferse!**

	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>
<b>a</b>	239	246	253	259	266	273	279	286
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71
<b>d</b>	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
<b>e</b>	251	256	261	266	271	276	281	286
<b>f</b>	262	266	270	274	278	282	286	290

<b>Form 75, Herrenlederschuhe: Maße in mm</b>									
<b>G</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	
<b>a</b>	268	275	281	288	295	301	308	315	
<b>b</b>	98	100	102	104	106	108	110	112	
<b>c</b>	65,5	67	68,5	70	71,5	73	74,5	76	
<b>d</b>	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	
<b>e</b>	274	279	284	289	294	299	304	309	
<b>f</b>	278	282	286	290	294	298	302	306	

<b>Form 76, Damenlederschuhe: Maße in mm</b>							
<b>G</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
<b>a</b>	240	247	254	260	267	274	280
<b>b</b>	93	95	97	99	101	103	105
<b>c</b>	62,5	64	65,5	67	68,5	70	71,5
<b>d</b>	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5
<b>e</b>	257	262	267	272	277	282	287
<b>f</b>	256	260	264	268	272	276	280

<b>Form 79, Damenlederschuhe: Maße in mm</b>											
<b>G</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>5,5</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>7</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>
<b>a</b>	232	236	240	244	248	252	256	260	265	269	273
<b>b</b>	76	77	78	79	80,5	82	83	84	85	86	87
<b>c</b>	58,5	59	60	60,5	61	62	62,5	63	64	64,5	65
<b>d</b>	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
<b>e</b>	224	227	230	233	237	240	243	246	249	253	256
<b>f</b>	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305

Müssen Sie Einlagen für Varomedschuhe anfertigen ?  
 Wir schicken Ihnen gerne kostenfrei die Brandsohlenschablonen zu!

*Wir möchten mit Varomed V immer noch besser werden und weitere interessante Produkte für Sie entwickeln. Haben Sie Verbesserungswünsche, Ideen oder Anregungen? Die sind bei uns Chefsache!*

*Unser Geschäftsführer Martin Hübner freut sich auf Ihren Anruf: 09971 / 4872-13.*